



Draadloos
met extra kleine kop



entran

Think Endo cordless



Vrij en draadloos bewegen

Alles tegelijk willen – absolute bewegingsvrijheid zonder lastig getrek aan draden, veilig behandelen, uitstekend zicht bij de ingreep dankzij een extra kleine kop – het is nu mogelijk. Met Entran, het draadloze handstuk van W&H.

Fijngevoeliger werken ...

De ergonomie van een handstuk bepaalt mede het succes van de endodontische behandeling. Entran overtuigt als draadloze oplossing voor de machinale wortelkanaalbehandeling niet alleen door de grootst mogelijke bewegingsvrijheid. Ook het bijzonder gevormde hoekstuk maakt indruk: door zijn lage gewicht wordt de hand veel minder snel moe.

... met extra kleine kop ...

Opdat de ogen en hand optimaal kunnen samenwerken, is de kop van Entran aangenaam klein en compact en maakt hij de perfecte toegang tot het behandelingsgebied mogelijk.

Dankzij de Easy Click-functie kunnen apparaat en handstuk snel en eenvoudig met elkaar worden verbonden.

Het handstuk kan naar believen worden gedraaid – in totaal 360° – vrij beweegbaar.

... in alle behandelgebieden

Entran opent voor u een compleet palet endodontische ingrepen met roterende wortelkanaalinstrumenten voor wortelkanaalbehandelingen. Ongeacht of u de Crown-Down- of de Single-length-techniek hanteert.



Veilige ingrepen

Succesvolle wortelkanaalbehandelingen vereisen intelligent gereedschap. Entran reageert direct, wanneer de vijl het door u ingevoerde draaimoment bereikt. Een automatische ontlasting die uw ingreep nog veiliger maakt en tegenwoordig onontbeerlijk is.

Alle functies geïntegreerd

Alle functies die u voor een veilige, soevereine ingreep nodig heeft, zijn in het Entran-apparaat geïntegreerd. Daarbij hebben wij bijzondere waarde toegekend aan eenvoudig gebruik en de hoge betrouwbaarheid.

Door een eenvoudige druk op de knop stelt u het draaimoment in. De gekozen waarde verschijnt in de LED. Tijdens de ingreep licht bij het bereiken van 75% van het ingestelde draaimoment de LED controlering op. Entran is de nieuwste W&H-technologie en heeft u als klein, compact, snoerloos apparaat optimale veiligheid te bieden.



Auto Reverse

Wordt het door u ingestelde draaimoment bereikt (1), dan loopt het aandrijfgedeelte linksom (2), waardoor de vijl vrijkomt. Daarna stopt de aandrijving (3)



Auto Forward

Wanneer het ingegeven draaimoment wordt bereikt (1), draait de vijl ook in de Auto Forward modus automatisch in de tegengestelde richting (2), waardoor de vijl vrijkomt. Daarna loopt hij rechtsom verder (3).



Stabiel toerental

Voor het stabiele toerental van 300 omw./min. op het wortelkanaal-instrument zorgt de exact werkende, verkleinde elektronica. Ook de in deze klasse unieke en onvermoeibare Li-Ion accu – die op elk gewenst moment kan worden opgeladen, zonder negatieve uitwerking op de lange levensduur – draagt daartoe bij. Wanneer de capaciteitsaanduiding van de accu knippert, kan probleemloos nog een patiënt behandeld worden. Met een volledig geladen accu zijn ca. 30 behandelingen mogelijk.



Comfortabel behandelen

Entran biedt u meer dan de som van zijn afzonderlijke features. Niet alleen bewegingsvrijheid, veiligheidsfuncties en eenvoudig gebruik zijn doorslaggevende factoren bij de keuze voor het instrument waarmee u het liefste werkt.

Snel van vijl verwisselen

De drukopspanning maakt een eenvoudige en veilige bevestiging van de vijl mogelijk.

Ergonomisch hoekstuk

Het hoekstuk-opzetstuk werd volgens ergonomische eisen vormgegeven. Het ontlast bij fijne werkzaamheden de hand en maakt minder snel moe.

Aandrijfhandstuk met goede grip

Entran ligt perfect in de hand. Het grijze soft-touch oppervlak van het aandrijfhandstuk biedt u het hoogste comfort en de beste grip.

Slanke behuizing

De slanke behuizing en de extreem kleine kop vergroten uw gezichtsveld bij de ingreep. Twee belangrijke details die het succes van de behandeling bevorderen.

Hygiëne en onderhoud

Het hoekstuk-opzetstuk is steriliseerbaar en thermodesinfecteerbaar. Aandrijfhandstuk en laadstation kunnen met een doek worden gedesinfecteerd. Ze kunnen snel en eenvoudig gereinigd worden en zijn bij de volgende behandeling direct weer klaar voor gebruik.

Leveromvang

- > Aandrijfhandstuk
- > Opzetstuk voor hoekstuk
- > Laadstation
- > Li-Ion accu 3,7 V
- > Netkabel

Accessoires

- > Handstukhouder
- > W&H Service Oil F1, MD-400
- > Spraykop met sprayadapter voor hand- en hoekstukken
- > W&H Assistina-adapter voor hoekstuk-opzetstuk

Garantie

- > **24 maanden:** Aandrijfhandstuk, hoekstuk-opzetstuk, laadstation
- > **12 maanden:** Accu



Technische gegevens



Hoekstuk-opzetstuk EB-16

Overbrengingsverhouding	16:1
Type koppeling:	W&H koppeling
Aanbevolen vijlen volgens EN ISO 1797-1:1995	Vijlen voor roterende wortelkanaalbehandeling voor 300 omw/min Schacht-Ø (type 1) 2,35 mm
Gewicht	35 g
Hygiëne	  steriliseerbaar / thermodesinfecteerbaar



Aandrijfhandstuk EB-3 H

Type accu	Li-Ion, 3,7 V
Nominale capaciteit	680 mAh
Toerental	300 omw/min bij de vijl
Draaimomenttrappen	4,0 max. 4,0 Ncm 2,5 max. 2,5 Ncm 1,5 max. 1,5 Ncm 1,0 max. 1,0 Ncm 0,5 max. 0,5 Ncm
Gewicht	85 g
Hygiëne	met doek desinfecteerbaar



Laadstation

Netspanning	100–240 V (+/-10%)
Frequentie	50–60 Hz
Afmetingen (B x D x H)	95 x 159 x 65 mm
Gewicht	265 g
Hygiëne	met doek desinfecteerbaar



W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t + 43 6274 6236-0
f + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com



ISO 13485
93/42/EEC – Annex II

Bestel uw Entran via de vakhandel.